

## FAテスト

甲殻類由来タンパク質測定用

### FAテスト EIA-甲殻類Ⅱ「ニッスイ」

FA test EIA-Crustacea "Nissui"

〔必要な器具〕ホモジナイザー、プレートリーダー等

製品コード **08624**

包装 96回用  
希望納入価格 68,000円

#### 使用法

本品は酵素免疫測定法(EIA法)による食品中の甲殻類由来タンパク質の測定キットである。

#### 貯法・使用期限

遮光下、冷所(2~8℃)  
保存。禁凍結。  
12カ月間。

#### 組成

A:抗体固相化プレート.....1枚  
96ウェル(8ウェル×12列)  
B:標準溶液.....1.2mL×2  
C:検体希釈液.....100mL×1  
D:酵素標識抗体液.....13mL×1  
E:酵素基質液.....13mL×1  
F:反応停止液.....13mL×1  
G:洗浄液.....100mL×1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A