

FAテスト

FAテスト II 抽出用試薬「ニッスイ」

FA test Extraction Solution "Nissui"

〔必要な器具〕ホモジナイザー等

使用法

本品は食品中の甲殻類由来タンパク質の抽出用試薬である。

貯法・使用期限

遮光下、冷所(2~8℃)
保存。禁凍結。
12ヵ月間。

組成

A:抽出用A液.....100mL×1
B:抽出用B液.....100mL×1
C:抽出用C液.....100mL×1

製品コード **08627**

包装 抽出液A,B,C 各1本
希望納入価格 10,000円



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A