

カビ毒(アフラトキシン)検査用試薬

MycoJudgeトータルアフラトキシン

MycoJudge Total Aflatoxin

NISSUI

「MycoJudge トータルアフラトキシン」は、抗原抗体反応を利用したELISAキットで、短時間で検査結果を得ることができます。また、厚生労働省から通知されているHPLCによる分析結果との相関性が高く、食品中のトータルアフラトキシンのスクリーニング法として有効なキットです。



(特徴)

高感度に測定可能

食品中のトータルアフラトキシン(B₁、B₂、G₁、G₂の合算値)を高感度(2.5ppb以上)に測定可能です

短時間で測定可能

抽出から測定までおよそ30分です

国内メーカー品



現在市販されているELISAキットの中で唯一の国内メーカー品ですのでご安心してお使いいただけます。

スクリーニングに最適


試料の前処理が簡便です。迅速かつ正確に測定可能です

2010年10月現在

(試験方法)



(測定原理)



製品名	用途	製品コード	統一商品コード	包装	希望納入価格
MycoJudgeトータルアフラトキシン	カビ毒(アフラトキシン)検査用	08636	302086368	96回	72,000円

貯法:冷蔵(2~8℃)、遮光保存(凍結厳禁) 使用期限:製造日より6ヶ月

日水製薬株式会社
 〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9
 URL: <http://www.nissui-pharm.co.jp>
 お問い合わせ先:カスタマーサポート担当
 Tel.03(5846)5707

コスモ会 微生物検査の情報は
<http://cosmokai.com/>

製造元
日本ハム株式会社 中央研究所
 検査キット学術担当 TEL:029-847-7825
 URL:<http://www.rdc.nipponham.co.jp>