

ルシフェライト「ニッスイ」 ふき取りキット

Lucife-Light "Nissui" Kit for wiping

使用目的および方法

本品は、ルシフェライト「ニッスイ」を用いて清浄度検査を行う際、検体採取をふき取り法で実施するとき使用する。
本品で湿らせたふき取り綿棒で検査対象物の表面をふき取り、ふき取り液中にもどし、十分にすすいでサンプル液とする。綿棒、ふき取り液、ピペット機能が一体となっているので、ふき取り操作をより簡単に行うことができる。

貯法・使用期限

室温。
1年間。

規 格

綿棒、ふき取り液、ピペット
一体型デバイス.....200本

製品コード **09518**

包装 200本
希望納入価格 19,000円