

発育要求性の厳しい菌群用

ニッスイ分画プレート

羊血液寒天／チョコレート EX II

Nissui Separated Sheep Blood Agar/Chocolate Agar EX II

製品コード

51007

包装

10枚

希望納入価格

2,000円

製品コード

50004

包装

100枚

希望納入価格

20,000円

製品概要

本品は羊血液寒天培地と発育要求性の厳しい菌分離用のチョコレート寒天培地EX IIを1枚のプレートにした分画培地である。

貯法・使用期限

4～10℃に保存（禁凍結）。
2.5カ月。

基本組成

本品は、2分画シャーレに羊血液寒天培地とチョコレート寒天培地EX IIをそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。

使用法

臨床検体を白金耳等を用いて画線塗抹し、35±1℃で24～48時間、炭酸ガス培養（5～10%の二酸化炭素環境下）する。

参照



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A