

MRSA用

ニッスイ分画プレート

BCP 不含MS-CFX/変法卵黄加 マンニット食塩EX

Nissui Separated Plate MS-CFX Agar/Mannitol Salt Agar EX with Egg Yolk,
Modified

製品コード **51031**

包装 **10枚**
希望納入価格 **2,600円**

製品コード **50027**

包装 **100枚**
希望納入価格 **26,000円**

製品概要

本品は、臨床材料などからのMRSAとブドウ球菌を同時に選択分離培養できる分画培地で、1枚の培地で同時培養が可能である。

貯法・使用期限

4~10℃に保存（禁凍結）。
2.5カ月。

基本組成

本品は2分画シャーレにプロムクレゾールパープル（BCP）を抜いたMS-CFX寒天培地と変法卵黄加マンニット食塩寒天培地EXをそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。

使用法

臨床検体を培地に画線塗抹し、好気環境下、
35℃（厳守）で24~48時間培養する。

参照



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A