

生培地

ニッスイプレート

CP加ポテトデキストロース寒天培地

Nissui Plate Potato Dextrose Agar with Chloramphenicol

製品コード **50030**

包装 **100枚**

希望納入価格 **受注生産品**

製品概要

本品はポテトデキストロース天培地（顆粒）「ニッスイ」にクロラムフェニコールを100mg/L加えて常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。本品は、真菌用の培地で、培養は通常24±1℃で5～7日間行う。クロラムフェニコールにより真菌以外の細菌の発育を抑制するので容易に菌数測定ができる。

結果・判定方法

発生したすべての真菌集落を計測する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存（禁凍結）。
5カ月間。

基本組成

培地 1 L中
ポテトエキス 4.0g
ブドウ糖 20.0g
クロラムフェニコール 0.1g
カンテン 15.0g
pH 5.6±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A