

## 嫌気性菌用

ニッスイプレート  
**CCMA培地EX**  
Nissui Plate CCMA EX

製品コード **51034**

包装 **10枚**  
希望納入価格 **4,500円**

製品コード **50035**

包装 **100枚**  
希望納入価格 **45,000円**

### 製品概要

本培地は、芽胞を形成する偏性嫌気性グラム陽性桿菌であるクロストリディオイデス（クロストリジウム）・ディフィシルの選択分離培養に適した培地である。

### 使用法

嫌気性菌は、酸素に暴露されると急激に菌数が減少するので、検体採取後は速やかに培地に接種し、嫌気環境下、35±1℃で24～48時間培養する。

### 貯法・使用期限

冷所（4～10℃）に保存（禁凍結）。  
3ヵ月。

### 参照

### 基本組成

肉ペプトン ..... 40.0 g  
塩化ナトリウム ..... 2.0 g  
硫酸マグネシウム ..... 0.1 g  
マンニト ..... 10.0 g  
ニュートラルレッド ..... 0.04 g  
発育因子 ..... 6.15 g  
選択剤 ..... 0.27 g  
カンテン ..... 22.0 g  
pH 7.3±0.2



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A