

## 生培地

ニッスイプレート

# 標準寒天培地

Nissui Plate Standard Method Agar "Nissui"

製品コード **50048**

包装 **100枚**

希望納入価格 **受注生産品**

### 製品概要

本品は標準寒天培地（顆粒）「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

### 使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。本品は、一般生菌数測定用の培地で、培養は通常35±1℃で48±3時間行う。

### 結果・判定方法

発生したすべての集落を計測する。

### 貯法・使用期限

4～10℃に保存（禁凍結）。  
6ヵ月間。

### 基本組成

培地 1 L中  
酵母エキス ..... 2.5g  
ペプトン ..... 5.0g  
ブドウ糖 ..... 1.0g  
カンテン ..... 15.0g  
pH 7.0±0.2



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A