

生培地

ニッスイプレート

白糖加SS寒天培地

Nissui Plate SS Agar with Sucrose

製品コード **51013**

包装 10枚

希望納入価格 1,000円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本培地は、SS寒天培地に白糖を加えたもので、白糖分解性のサイトロバクターが発育しても黒色化しないので、サルモネラとの鑑別が容易。赤痢菌は培地色を形成する。

サルモネラおよび赤痢菌以外の菌は発育が抑制されるので、便からの目的菌分離に適している。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
3カ月間。

組成

本品は白糖加SS寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。