

生培地

ニッスイプレート

変法GAM寒天培地

Nissui Plate GAM Agar, Modified

製品コード **51038**

包装 10枚

希望納入価格 4,000円

使用法

本品は無菌的に調製され、嫌氣的条件下で袋に入れてあるので、そのまま使用することができる。平板培地の表面が過度に湿っているときは、乾燥させてから使用する。特に、PRAS(Pre-Reduced Anaerobically Sterilized)培地として用いるときは、嫌氣的条件下で乾燥させる。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
4カ月間。

組成

本品は変法GAM寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)