

生培地

ニッスイプレート

ハートインヒュージョン寒天培地

Nissui Plate Heart Infusion Agar

製品コード **51047**

包装 10枚
希望納入価格 1,300円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本品には心臓浸出液が含まれているので、栄養要求のきびしい細菌群の培養ならびに各種試験用として好適である。また大腸菌、*Salmonella*、赤痢菌など変異を起こしやすい菌群も本培地上では比較的安定であるので、抗原性、菌力などの測定に適している。

貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。
4カ月間。

組成

本品はハートインヒュージョン寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A