

生培地

ニッスイプレート

トリプトソーヤ寒天培地

<SCD寒天培地>

Nissui Plate Trypto-Soya Agar (Soybean Casein Digest Agar:SCD Agar)

製品コード **51048**

包装 10枚

希望納入価格 1,200円

使用法

本品は無菌的に調製されているので、そのまま使用することができるが、平板培地の表面が凝固水で湿っているときは、乾燥させてから使用する。

本品にはダイズペプトンおよびカゼインのトリプシン消化ペプトンが含まれているので、きわめて広範囲の菌の発育を支持する。

貯法・使用期限

4~10℃に保存(禁凍結)。
6カ月間。

組成

本品はトリプトソーヤ寒天培地「ニッスイ」を常法通り調製し、無菌的にシャーレに分注し、凝固させたものである。

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)
第十五改正日本薬局方(2006)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A