

## 生培地

ニッスイプレート

# ガンマ線滅菌SCDLP寒天培地

$\gamma$  - sterilized SCDLP Agar

製品コード **51050**

包装 10枚

希望納入価格 2,250円

### 使用法

エアサンプラー・BIO SAMPによる、無菌医薬品製造施設(グレートA)でのサンプリングに用いられる。

### その他の使用施設

- HACCP関連の高度な清浄度が要求される食品製造施設
- 手術室、ICUなど環境から患者への感染を防止する必要がある医療施設
- 清浄な施設を施工・メンテナンスする業者

### 貯法・使用期限

4～10℃に保存(禁凍結)。  
5カ月間。

### 組成

SCDLP寒天生培地を二重包装し、ガンマ線処理されている。



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A