

## 黄色ブドウ球菌用

# Easy Medium X-SA寒天培地

Easy Medium X-SA Agar "Nissui"

製品コード **56230**

包装 200mL用×30包

希望納入価格 26,800円

### 使用法

本品は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離用発色酵素基質培地で、培養は35～37℃で22～24時間行う。黄色ブドウ球菌は、青(水)色の集落を形成する。

コアグララーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)は白色または水色の微小集落を形成するので、鑑別が容易。

黄色ブドウ球菌の確定には、コアグララーゼ試験陽性であることやその他の性状試験を実施同定すること。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
2年間。

### 組成

51.0g/L(1L分)中

ペプトン	13.0g
肉エキス	3.0g
硫酸リチウム	10.0g
マンニット	10.0g
寒天	14.0g
選択剤	0.7g
発色酵素基質	0.3g

pH7.3±0.2



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A