

一般細菌用

トリプトソーヤ寒天培地(顆粒)「ニッスイ」

<SCD寒天培地>

Trypto-Soya Agar (SCD Agar) "Nissui"

製品コード **05516**

包装 300g
希望納入価格 6,800円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、平板または斜面として使用する。
本培地は、処方されているダイズペプトンがもつ細菌の発育に対するすぐれたビタミン効果や発育阻害物質の中和作用などにより、各種細菌をきわめてよく発育させる。その用途は、血液寒天培地の基礎培地等、きわめて広い。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

40.0g(1L分)中
ペプトン..... 15.0g
ダイズペプトン..... 5.0g
塩化ナトリウム..... 5.0g
カンテン..... 15.0g
pH7.2±

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)
第十四改正日本薬局方(2001)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL: <http://www.cosmokai.com>

E-mail: customer@nissui-pharm.co.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629