

## 一般細菌用

日本薬局方準拠培地

# トリプトソーヤブイヨン「ニッスイ」 γ線滅菌済

<SCDブイヨン>

Trypto-Soya Broth (SCD Broth) "Nissui"

製品コード **05518**

包装 300g  
希望納入価格 5,700円

### 特徴

- ①日本薬局方に準拠した培地組成および性能試験を実施。
- ②γ線滅菌済み、濾過滅菌が可能。

### 使用法

加温溶解し、121℃、15分間高圧蒸気滅菌もしくは濾過滅菌して使用する。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
1年間。

### 組成

30.0g(1L分)中  
カゼイン製ペプトン.....17.0g  
ダイズ製ペプトン.....3.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
リン酸水素二カリウム.....2.5g  
ブドウ糖.....2.5g  
pH7.3±0.2

### 備考

微生物検査必携(1987)  
食品衛生検査指針(2004)  
第十五改正日本薬局方(2006)



## 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-23-9

URL : <http://www.cosmokai.com>

E-mail : [customer@nissui-pharm.co.jp](mailto:customer@nissui-pharm.co.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

Fax.03(5846)5629