

## 菌数測定用簡易培地

リステリア・モノサイトゲネス検出用

# コンパクトドライ「ニッスイ」LM

CompactDry "Nissui" LM

### 使用法

リステリア・モノサイトゲネス検出用 (*Listeria monocytogenes*) に使用する。half-Fraser 液体培地で増菌した培養液（定性試験）、または緩衝ペプトン水 (BPW) で均質化した試料液（定量試験）を接種し、37±1℃で24±2時間培養後、周囲が青色の赤色コロニー、または赤色コロニーをリステリア・モノサイトゲネス推定コロニーとして判定する。推定コロニーが認められない場合、さらに24±2時間追加培養して判定する。

製品コード **06531**

包装 **40枚 (4連/袋x10)**

希望納入価格 **16,200円**

製品コード **06532**

包装 **240枚 (4連/袋x60)**

希望納入価格 **72,000円**

### 貯法・使用期限

室温。  
18ヶ月間。

### 概要

培地成分が乾燥状態で不織布に均一に充填されている。リステリア・モノサイトゲネスの定性または定量試験が簡易に行える。



**日水製薬株式会社**

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD2007A