

菌数測定用簡易培地

腸内細菌科菌群数測定用

コンパクトドライ「ニッスイ」ETB

CompactDry "Nissui" ETB

製品コード **06535**

包装 **40枚(4連/袋x10)**

希望納入価格 **5,400円**

製品コード **06536**

包装 **240枚(4連/袋x60)**

希望納入価格 **24,000円**

<受注生産品>

使用法

腸内細菌科菌群数測定 (*Enterobacteriaceae*) に使用する。
37±1℃、24±2時間培養後、赤色～赤紫色に発色した直径1～2mmの集落を計測する。

貯法・使用期限

室温。
16ヶ月間。

備考

MicroVal 認証

NordVal 認証

概要

培地成分が乾燥状態で不織布に均一に充填されている。試料液を1mL加えるだけで定量培養が行える。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD2005A