

コンパクトドライ関連製品  
ふき取り検査用

検体採取用

## 簡易ふき取りキット「ニッスイ」(BPW)ガンマ線滅菌

Easy Wiping Kit "Nissui" (BPW) Gamma sterilization

製品概要・貯法・使用期限

綿棒とふき取り液とピペットが一体型になった容器。  
室温保存。2年間。

製品コード **06537**

包装 1mL x 200本

希望納入価格 **19,000円**

組成

緩衝ペプトン水 (BPW) が1mL無菌的に充填されている。

検体採取用

## 簡易ふき取りキット「ニッスイ」(PBS)CCガンマ線滅菌

Easy Wiping Kit "Nissui" (PBS) CC Gamma sterilization

製品概要・貯法・使用期限

綿棒とふき取り液とピペットが一体型になった容器。  
室温保存。1年間。

製品コード **06538**

包装 1mL x 200本

希望納入価格 **19,000円**

組成

リン酸緩衝生理食塩水 (PBS) が1mL無菌的に充填されている。

検体採取用

## Swab Test ST-25 PBS

Swab Test ST-25 PBS

製品概要・貯法・使用期限

綿棒とふき取り液とピペットが一体型になった容器。10mLの緩衝液が充填されているので、1回のふき取り操作で得られた試料液を複数の検査項目に適用できる。  
室温保存。2年間。

製品コード **06698**

包装 (10mLx10) x40

希望納入価格 **37,670円**

紙製使い捨てタイプふき取り検査用枠

## ふき取り枠100「ニッスイ」

Wiping Frame "Nissui"

製品概要・貯法・使用期限

本品は、γ線滅菌をした厚紙製のふき取り枠で、ふき取り面積100cm<sup>2</sup> (10cm x 10cm) である。  
ふき取り検査をする場合、ふき取る面積を常に一定にする必要があり、本品を使用することで簡便に実施できる。

製品コード **06598**

包装 250枚 (5枚 x 50)

希望納入価格 **6,750円**



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD2101A